

简单

复杂

使用灵活，简便

针对实验室大部分实验操作

外排通风柜



净气型通风柜

固定

由于与管道连接，有管道通风柜安装位置是固定的。他们无法移动，很多局限而无法满足实验的需要。



可移动性

独立设计，方便移动，无管净气型通风柜移动方便，可以根据实验实际需要选择放置位置。

工程浩大

安装一台新的有管通风柜耗时、复杂，某些情况下不能安装使用。整栋楼必须进行适当改造满足其使用需要。



灵活

一台新的无管净气型通风柜的安装对实验室内气流平衡没有影响。能够满足您操作实验的多样化需要。

不灵活

有管通风柜通过排风管道排出的各种气体和粉尘，存在安全隐患，会导致火灾、爆炸或回流污染实验场所。不建议使用！



灵活的模块化过滤器

垂直叠加的模块化过滤器可以有效地从源头过滤吸附柜体内有机溶剂，酸，碱和粉末，满足您的工作需要，处理实验室大部分化学品操作。